

きこえと補聴器に関する電子リーフレットも是非ご参考に



- きこえの状態を簡単にチェック
- 耳の仕組みと難聴の種類
- 補聴器の選び方 など

◆電子リーフレットのダウンロードはこちら

<https://bit.ly/3HKwCIR> ▶



●補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。



補聴器は、適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。



本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

GNヒアリングジャパン株式会社

販売店様専用電話番号 ☎ **0120-921-310**

一般のお客様電話番号 ☎ **0120-921-102**

FAX番号 ☎ **0120-937-134**

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分（祝日、年末年始は除く）

www.resound.com



<https://bit.ly/3h9FvP7>



<https://bit.ly/3dn5WQ7>



<https://bit.ly/3dky8Dr>



第二種医療機器製造販売業許可番号 14B2X00044

このカタログの内容は、2025年5月現在のものです。

※記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。
※製品の色は実物とは異なる場合があります。

※©2025 GNヒアリングジャパン(株) 無断複写・転載禁止。Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。AndroidとGoogle Play、Google Playロゴ、YouTubeはGoogle LLC.の商標です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。Auracast™ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標です。Dolbyおよびドルビー記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。



品質マネジメントシステム
ISO 13485:2016



IP00001599 2504 130K


総合カタログ 2025.05

リサウンド補聴器

ReSound GN

Hear your way

人と人をつ結び、つながりを育む



オーガニックヒアリングという哲学

人と会話をする時、周囲の変化を感じる時、“音”は大切な存在です。

耳から入った音は脳で理解されるので、

できる限り自然のまま脳に音を届けることが重要だと考えます。

「補聴器をしているのを忘れてしまうほど自然であること」それが、

オーガニックヒアリング。

補聴器を使うことで、ありのままの自分でいられるように、

私たちは「人と人をつなぎ、つながりを育む」ことを大切にしています。



自然な聞き心地

- 「あの人の声」とわかる原音に近い再現力
- 人や車との距離・方向がつかめるよう音を自動調整



自然な着け心地

- 補聴器をしているのを忘れてしまうほどのフィット感
- 目立ちにくく、長時間装着しても快適
- 最適な重心配置で落下しにくい



自然な使い心地

- スマートフォンから通話音声を送受信
- テレビの音を補聴器で受信 (オプション)

GN
(ジーエヌグループ)

ReSound GN

デンマークのコペンハーゲンに本社を置くGNグループです。
“世界をつなぐ”をビジョンに掲げて、聴覚・音声・映像・ゲームの各分野における専門技術や経験を融合し、人々の生活に新しい価値を生み出す製品を送り出しています。

GNヒアリングジャパンは、日本国内において医療機器認証を受けた補聴器「リサウンド」ブランドの輸入、製造、卸販売、修理サービスまでを行っています。

補聴器&ヘッドセットを


100カ国で販売



リサウンドは自然なきこえを追求しています

人の耳に近い自然な音の再現力


最も優れた音声処理は人の聴覚の仕組みです。リサウンドは音を周波数帯のブロックではなく、人の聴覚フィルタを模倣した17バンドの周波数帯に分けて処理することで、ひずみが少なくより自然な音を再現しています。



第3のマイクで自然なきこえを再現




一般的な耳かけ型補聴器は、耳の上にある2つのマイクで集音していましたが、「マリー」は3つ目のマイクを耳の中に配置。集音効果が高いとされる耳あな型補聴器のメリットを取り入れ、「自分本来のきこえ＝オーガニックヒアリング」を実現します。



インテリジェント機能で会話が楽に

人間の脳は、聞こえた音を取捨選択して言葉を聞き取る、最も強力なサウンドプロセッサーです。インテリジェント機能を搭載した新しいDNNチップと360チップを使って騒がしい環境での会話の聞き取りを向上します。



技術革新のあゆみ

- **1992**
デジタルハウリング処理技術 (DFS)
不快なピーピー音を瞬時に抑制
- **2003**
オープンフィッティング
耳の穴をふさがないので、自分の声がこもりづらい
- **2005**
内耳機能ワープ
聴覚を模した原音に近い音質
- **2014**
スマート補聴器
iPhone、iPadの音声や設定がダイレクトに補聴器と通信可能に
- **2017**
リサウンド・アシスト遠隔サポート
どこにいても安心の遠隔サポート
- **2020**
耳の穴に配置した3つ目のマイク「マリー」
耳本来の集音を活かした自然なきこえ
- **2023**
「Bluetooth® Low Energy Audio」搭載
ストリーミング音質の向上と
Auracast™ broadcast audio対応
- **2025**
世界最小AI補聴器
音の聞き分けを助けるトリプルプロセッサー

さらに広がる「Auracast」で新しいオーディオ体験

オーラキャスト

AURACAST

オーラキャストを使用すると、家族や友人といった個人間に加え、

公共サービスや施設で複数の人と音声情報を共有できます。

また、イヤホンやテレビなどの機器に搭載されたり、さまざまな施設に導入されるので、補聴器使用者だけでなく幅広い方が利用することができます。


30億台

2027年までに
出荷が予測される
対応機器



250万カ所

2030年までに
Auracastの提供が
予測される施設



ABI Research, 2023

外出先で

スマートフォンの動画やWeb会議を
クリアな音で共有



今できること

ご家庭で

テレビの音を直接補聴器で受信、
家族と一緒に楽しむ

※お使いのテレビにTVストリーマー+を
接続することで、ご利用いただけます。



Bluetooth LE Audio対応

高音質 消費電力が少ない マルチストリーム

世界初 補聴器用オーラキャストアシスタント



リサウンド・スマート3Dアプリで
放送音声の共有や切り替えができます。

空港・公共交通機関

フライト情報や電車の
遅延情報を聞き逃さない



病院

待合室でテレビの音声を受信、
待ち時間も楽しめる



今後さらに

映画館

聞きたい言語や好みの
音声を選んで鑑賞



講演会・観劇

後方の席でも、音声が入
直接届いて聞き取りやすい



*上記利用シーンはイメージです。オーラキャストについて詳しく知りたい方はこちらを参照ください。

<https://www.bluetooth.com/ja-jp/auracast/>



オーラキャストで新しいオーディオ体験

補聴器に関するよくある質問にお答えします



補聴器と集音器はどう違うのですか？

補聴器は薬機法に定められた管理医療機器であるため、効果や安全性などについて一定の基準があります。しかし、集音器に関しては、このような規定はありません。

補聴器は「きこえ方に合わせて音量を調整」し、集音器は一般的に「すべての音を大きく」します。




補聴器の価格は、どのような違いがあるのですか？

一般的に上位クラスの補聴器の方が騒音下でより快適に言葉が聞き取れたり、環境ごとに細かい調整が可能であったりします。

生活環境により必要な機能も異なるので、補聴器の専門スタッフにご相談ください。

耳の構造と難聴の種類



◆伝音難聴とは…

音を伝達する外耳から中耳にかけてどこかに障害があるために起こる難聴です。

↓
医学的治療によって、改善するケースもあります。


◆感音難聴とは…

音を感じる部分の内耳以降に何らかの障害があるために起こる難聴です。

↓
医学的治療が困難なケースが多く、補聴器にも高度な処理が要求されます。

◆上記の両方に原因が生じた難聴を「混合性難聴」といいます。

きこえと年齢の関係



出典：立木考「よくわかる難聴」金原出版(2007)
立木考 他「日本人聴力の加齢変化の研究」
『Audiology Japan』45.241～250(2002)より改編

※音声分布は、ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) の情報を元に、その言葉に含まれる特徴的な一部分の分布を、分かり易いように日本語表現しています。

25	40	70	90	(dB HL)
軽度難聴	中等度難聴	高度難聴	重度難聴	
小さい声や騒がしい所での会話が聞き取りにくい	大きめの声でないとなんとも聞こえない	耳元で大きな声で話さないと聞こえない	耳元での大声も理解できないことがある	

最初に知ってほしいこと

補聴器で生活の質が向上

補聴器を装用すると今まで聞こえなかった音が聞こえるようになり、生活の様々な場面で不便が軽減され、より快適に暮らすことができます。

● 会話が聞き取りやすくなります



● 会話が弾んでコミュニケーションが増えます



● 家族と同じ音量でテレビを見られます



● 窓口の呼び出しに気づけます



両耳でを使用することをおすすめします


片耳で使用するよりも両耳で使用したほうがより満足度が高くなります。

音の方向感や距離感が向上します

騒がしい場所でも会話が聞き取りやすくなります

片耳装用より耳が疲れにくくなります

● 両耳装用と片耳装用の効果の比較*




*1年間使用後の主観的評価によるデータ(スキャンジナビアンオーディオロジーより)

慣れるにはトレーニングが必要

補聴器本来の効果を感じるまでに、少し時間がかかる場合があります。

なぜなら、音は耳ではなく脳で聞いているため、音のきこえない状態に慣れた脳を、音が聞こえる状態に慣らしていく時間が必要だからです。



● まずは補聴器の音に慣れます

音の聞こえてこない状態に慣れてしまった難聴の脳は、いろいろな音を聞くことで音に慣れていきます。最初は気になる生活雑音も、「エアコンの音」と分かると徐々に意識しないようになります。



● 段階的に音量を調整します

脳の慣れに応じて段階的に音量を上げ、3カ月程度かけて慣らしていきます。



聴覚トレーニングを行い、補聴器の調整を繰り返し、あなただけの補聴器に育てて行くことが大切です。

補聴器の形状

耳の形や操作のしやすさ、聴力の状態に合わせてタイプを選びましょう。

耳かけ型

充電式 電池式

外耳道内レシーバ 耳かけ型 (RIE)



- 本体が小さくて
装着感が良い
- 本体が軽くて快適
- さまざまな聴力に対応

耳かけ型 (BTE)



- 本体が大きくて
扱いやすい
- パワー重視
- ボタンを押しやすい

※イヤモールドは有料オプションです。

耳あな型

操作性が良い(ITC/ITE) 充電式 電池式



最小で目立たない(CIC) 電池式



- 完全オーダーメイド
- マスク装着が気になる方
- 装着しやすい

※耳の形状やオプション類の取り付けにより、補聴器が大きくなることがあります。

補聴器の便利な機能

スマートフォンとつながる

スマートフォンの音声が入直接補聴器に届くので、ワイヤレスイヤホンのように通話や音楽を楽しめます。

お手持ちの
スマートフォン
の連携を確認



「リサウンド・スマート3Dアプリ™」で、補聴器の音量調節が簡単に行えます。

●遠隔サポート

アプリから専門家へ補聴器の調整を依頼することで、お店に行かずに微調整の遠隔サポートを受けられます。



リサウンド・スマート
3Dアプリ™



App Store
からダウンロード



Google Play
からダウンロード

遠隔サポートの
詳細はこちら



www.resound.com/assist

※遠隔サポートは一部店舗では使用できない場合があります。対応については販売店にご確認ください。通信に掛かる費用はお客様のご負担になります。

強力な撥水加工

補聴器の表面だけではなく内部部品にも撥水コーティングを施すことで、水分が触れても水滴となって弾きます。

- 突然の雨や汗
 - 夏の湿気
 - 冬の結露
- サビや腐食を
防いで
故障を減少

汗・湿気を原因とする故障率 **95% 減少**
(ナノテック導入時の製品比較、2007~2015年自社調べ)



騒音環境と補聴器クラス

どのような時、どのような場所での聞き取りにお困りですか？
お困りの場所や目的に合わせてクラスをお選びください。

					静か		とても騒がしい						
特長・機能	紛失・破損保証	マリー (第3のマイク)	バンド 原音に近い音を再現	共通機能	病院	屋外	家の中	混雑した街中	買物	飲食店	旅行・ デイサービス	特別に 騒がしい瞬間	[レーダーチャートの項目]
					雑音抑制 雑音と音声を 区別して抑制	風切抑制 風切り音を抑 え屋外でも聞 き取りやすく	衝撃抑制 衝撃音を抑え 聞き取りを快 適に	自動声センサー 音の方向感や 距離感を得やす い	自動ボリューム 音環境を認識 して自動で音 量を調整	正面フォーカス 騒音下で正面 の会話にフォー カス	自動雑音抑制 音環境に合わ せ自動で雑音を 抑制	インテリジェント機能 音声学習を使 って会話を聞き やすく	
クラス													
プレミアム 9	2年 2回		17	ワイヤレス テレビや電話の音声を 直接補聴器に届ける スマホ連携 スマートフォンの音声を 補聴器にストリーミング	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
ハイグレード 7	2年 1回		14		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆			
スタンダード 5	1年 1回		12		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆			
ベーシック 4	1年 1回		12		★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★				
バリュー ※右の★は 4クラスの場合	—	—	12		★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★				

騒がしい所で差が出る、会話の聞き取り (おまかせ全自動+)

プラス



自然なきこえを保ちながら正面の会話にフォーカス

郵便局窓口や総合病院の受付などでは、周囲の状況を把握できるように自然なきこえを保ちながら正面の会話にフォーカスします。


高解像度+正面フォーカス +インテリジェント機能	高解像度 + 正面フォーカス	中解像度 + 正面フォーカス	中解像度 + フォーカスなし
インテリジェントフォーカス 9 インテリジェント機能で、 静かな部屋のような聞き やすさ	フロントフォーカス 7 聞き取り解像度が向上、 騒がしい場所でも聞き 取り可能	ウルトラフォーカス 5 周囲を認識しながら、会 話も明瞭に	機能なし 過酷な状況では騒音に 邪魔され、会話が不鮮 明



自動雑音抑制

騒がしい音を自動調整 **9**

周囲の状況を常に分析し、静かな環境では弱めに／騒がしい環境では強く雑音を抑制し、快適な状態にします。



自動音声センサー+
(自動空間認識 &
自動音声センサー)

不意の呼びかけに反応しやすい

周りの音に応じて、聞き取りに最も適したモードに自動的に切り替わります。自転車の接近や会話の聞き取りなど、音声が生立的に届くと、聞き取りの労力が減り疲れにくくなります。



機能名称	360オールアラウンド 9	オールアクセス指向性 7 5	両耳連動指向性Ⅲ 4
音の種類と方向	環境音の聞き取り精度が 向上し、後方の声を認識	左右で音声ストリーミング を行ない、会話を強調	前方の人と会話をしながら も周囲の音を認識
前方の会話			
雑音抑制			
後方の呼びかけ			



自動ボリューム

自分にあった音量に自動調整 **9** **7** **5** **4**

環境が変わると快適に感じる音量感は変わります。その環境に合わせて音量を自動調整するので扱いが簡単です。

きこえはより鮮やかに

新製品

2025年5月発売

リサウンド・ビビア™

インテリジェンス・オーグメンテッド (IA)

あなたの可能性を引き出す人工知能

聞きたい音を選ぶのはあなた

騒がしい所で相手の言葉をキャッチする時、耳に入る音の中から

脳が聞きたい言葉にフォーカスを当てて認識しています。

音を選び取るというこの直感的な脳の働きを、

学習データを基にしたインテリジェント機能がサポート。

聞きたい音に集中しやすく、聞き取りのストレスを低減し、

会話をもっと楽にします。



[デュアルチップ搭載]

サウンドパラメータ
390万通り
を検証

日本語を含む
1,350万の
会話で学習

1日あたり
4兆9,000億回
演算できる

リサウンド・ビビア

【製品情報】




騒音下でも鮮やかな聞き取り

まるで静かな部屋で話しているような聞き心地 **9** (60Sのみ)

難聴になると、重なる音の中から聞きたい声を選び取ることが困難になります。リサウンド・ビビアは2つのチップが脳の働きをサポートするので、雑音下の会話を格段に聞き取りやすくします。


最新の雑音抑制で聞きたい言葉がクリアに



インテリジェントフォーカス
インテリジェント機能で、
静かな部屋のような聞きやすさ

鮮やかな音の世界 **9 7 5 4**

前の相手と会話中でも周囲の音や声が立体的に聞こえる指向性機能を搭載。騒音下でも前後の方向感が分かりやすく、音源からの距離を掴みやすくなります。さらに、周りの環境に応じて自動的に音量調整を行うので、音量調整の手間が省け、常に快適な音量で過ごせます。



世界最小AI補聴器*

DNNチップを含む高機能なチップ2枚を搭載しながら、耳に隠れる小ささと高いバッテリー効率を実現。汗や湿気に強いコーティングも施され、使い勝手に優れています。



便利なAuracast標準搭載

YouTubeや通話、Web会議をストリーミングで聞いたり、複数人で同時に楽しむことができます。オーラキャスト放送は近い将来、駅や病院などの公共施設への導入が見込まれていますが、これをすぐにも受信できます。



*RIE、2025年2月時点

リサウンド・ビビア



9	インテリ*1	強	強	360	●	インテリ*2	●	●*3	●	●
7	強	強	強	オールアクセス	●	フロント	—	—	●	●
5	中強	中	中	オールアクセス	●	ウルトラ	—	—	●	●
4	中	中	中	両耳連動Ⅲ	●	—	—	—	●	●

*1 60Sの場合。61/62は強 *2 60Sの場合。61/62はクリアフォーカス *3 60Sのみ対応

形状		外耳道内レシーバ耳かけ型	
クラス		充電式・小型で軽量 リサウンドレッド	充電式 ゴールド
		軽度～中等度難聴	軽度～重度難聴
9	紛失・破損保証 2年2回 故障保証 3年	M&RIE マリー-VI960S-DRWC 1,313,000円(両耳) 673,000円(片耳)	VI960S-DRWC 1,273,000円(両耳) 653,000円(片耳)
7	紛失・破損保証 2年1回 故障保証 2年	M&RIE マリー-VI760S-DRWC 933,000円(両耳) 483,000円(片耳)	VI760S-DRWC 893,000円(両耳) 463,000円(片耳)
5	紛失・破損保証 1年1回 故障保証 2年	M&RIE マリー-VI560S-DRWC 653,000円(両耳) 343,000円(片耳)	VI560S-DRWC 613,000円(両耳) 323,000円(片耳)
4	紛失・破損保証 1年1回 故障保証 2年	M&RIE マリー-VI460S-DRWC 473,000円(両耳) 253,000円(片耳)	VI460S-DRWC 433,000円(両耳) 233,000円(片耳)

補聴器は非課税です。

※充電式の価格は充電器33,000円(税込)込み。デスクトップ(充電器17,600円・税込)に変更可能。

好んで
選べる10色



——— 特別色(受注後約1～2週間) ———

外耳道内レシーバ耳かけ型	
小型で軽量 61タイプ PR41	電池長持ち 62タイプ PR48
軽度～中等度難聴	軽度～重度難聴
M&RIE マリー-VI961-DRW マリー-VI962-DRW 1,280,000円(両耳) 640,000円(片耳)	VI961-DRW VI962-DRW 1,240,000円(両耳) 620,000円(片耳)
M&RIE マリー-VI761-DRW マリー-VI762-DRW 900,000円(両耳) 450,000円(片耳)	VI761-DRW VI762-DRW 860,000円(両耳) 430,000円(片耳)
M&RIE マリー-VI561-DRW マリー-VI562-DRW 620,000円(両耳) 310,000円(片耳)	VI561-DRW VI562-DRW 580,000円(両耳) 290,000円(片耳)
M&RIE マリー-VI461-DRW マリー-VI462-DRW 440,000円(両耳) 220,000円(片耳)	VI461-DRW VI462-DRW 400,000円(両耳) 200,000円(片耳)



周囲に気遣いせずに
テレビが楽しめる
AURACAST
TVストリーマー+
46,200円(税込)



騒がしい所での
会話をスムーズに
AURACAST
マルチマイク+
66,000円(税込)



長く付き合うために
毎日のケアを
ドライキャップUV3
9,900円(税込)

大切な会話のポイントが聞き取りづらく、
「どう思います？」に返せない瞬間
ドキッすることありませんか？

どこから話しかけられているか、誰から話しかけられているかが
直感的にわかる、自然な音を届けます。

会話に強い補聴器 リサウンド・サビー™

新製品

2025年5月発売



最新の
Bluetooth LE Audio
オーラキャスト付

【製品情報】



会話を楽に、スムーズに

音声を判別して雑音のみを抑制し、環境に合わせて自動でボリュームを調整。方向や距離が感覚的にわかる自動声センサー+。

快適に使える

耳にかくれてしまう小さな本体と選べるカラー（5色）で目立たない。長く続くバッテリーと人間工学に基づくデザインで快適な装用感。



始めやすさ

仕事にも日常にも、必要な機能がちょうどよくそろってお手頃価格。



リサウンド・サビー



雑音抑制



風切抑制



衝撃抑制



自動声センサー+



自動ボリューム



オーラキャスト



ストリーミング

	雑音抑制	風切抑制	衝撃抑制	自動声センサー+	自動ボリューム	オーラキャスト	ストリーミング
4	中	中	中	両耳連動Ⅲ	●	●	●
3	弱	弱	弱	—	—	●	●
2	弱	弱	—	—	—	●	●

形状		外耳道内レシーバ耳かけ型	
クラス	4	充電式・小型で軽量 紛失・破損保証 — 故障保証 2年	充電式 サンド
	3	紛失・破損保証 — 故障保証 2年	
	2	紛失・破損保証 — 故障保証 1年	

補聴器は非課税です。

※充電式の価格は充電器17,600円(税込)込み。バッテリー付き充電器33,000円(税込)に変更可能。

選べる
上品な5色



外耳道内レシーバ耳かけ型	
小型で軽量 61タイプ PR41	電池長持ち 62タイプ PR48
スターグレー	
SA460-DRWC	
337,600円(両耳) 177,600円(片耳)	
SA360-DRWC	
277,600円(両耳) 147,600円(片耳)	
—	
—	
SA461-DRW SA462-DRW	
320,000円(両耳) 160,000円(片耳)	
SA361-DRW SA362-DRW	
260,000円(両耳) 130,000円(片耳)	
SA261-DRW SA262-DRW	
190,000円(両耳) 95,000円(片耳)	



[選べる充電器]

バッテリー付き充電器



- 充電器本体の蓄電で、補聴器3回分を充電
 - 1週間程度の旅行も安心
 - 手のひらに収まるほどの小さなサイズ
 - 蓋付きなのでカバンに入れて持ち運び可能
- +15,400円(税込)で標準タイプから変更可能



補聴器は次世代へ

賑やかなシーンでも会話を楽しめるように。

業界最小サイズでありながら機能はアップ。

着けていることを忘れるほど快適で、目立ちません。

あなたの音体験に革命を。



【製品情報】



騒音下のきこえに優れています



騒音下でのきこえについて、10人中9人のユーザーが従来品よりもリサウンド・ネクシアを推薦しました。^{*1}

周囲の音を聞き逃すことなく、聞きたいことに集中でき、音の細部までクリアに届きます。

^{*1} 当社従来品とのユーザー比較調査

さらなる小型化



楕円形の小さな本体は、耳の後ろにすっきりと収まり、着けていることを忘れてしまいそうなほど自然な着け心地です。

就寝時に補聴器を充電器にセットすれば、新しい1日に向けて準備完了です。

^{*2} 充電式RIE、2023年11月時点

Auracast 搭載



高音質な音声を複数人で同時に聞くことができます。オーラキャストはイヤホンなどにも導入されているので、空港などの公共の場で、健聴者も含め多くの人が簡単に音声を共有できるサービスと注目されています。




リサウンド・ネクシアやオーラキャスト対応機器を装着すれば、TVストリーマー+に接続したテレビやパソコンの音声を直接高音質で、複数人でも楽しめます。家族とのテレビ時間もお好みの音量で。

TVストリーマー+ 46,200円(税込)

耳かけ型 3つのマイクが一人一人異なるきこえを再現

- 方向感の向上
- クリアな音で通話も快適
- 耳の中にマイクがあるから風の影響を受けにくい



耳あな型 イヤホンのようで補聴器に見えない形



プレミアム 軽度～重度難聴（リサウンド・ネクシア マリーは軽度～中等度難聴）

リサウンド・ネクシア™ 9

耳あな型			修理対応期間終了時まで 再作 ずっと		耳かけ型
充電式・扱いやすい	扱いやすい	目立たない			充電式・扱いやすい
オーダーメイド 充電式	PR41	PR536			リサウンドレッド
	ボリュームオプション +10,000円(片耳)				リサウンドレッド
NX9ITC-DWC/NX9ITE-DWC	NX9ITC-DW	NX9CIC			充電式
1,303,000円(両耳) 668,000円(片耳)*3	1,270,000円(両耳) 635,000円(片耳)	1,230,000円(両耳) 615,000円(片耳)			充電式
					NX977-DWC
					NX988-DWC
					1,187,600円(両耳)*2 602,600円(片耳)*2


*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込) 込み

外耳道内レシーバ耳かけ型		
充電式・小型で軽量	小型で軽量	電池長持ち
リサウンドレッド	ゴールド	ゴールド
充電式	PR41	PR48
M&RIE マリー 3+3マイク集音		
リサウンド・ネクシア マリー 9		
マリー-NX960S-DRWC	マリー-NX961-DRW	マリー-NX962-DRW
1,243,000円(両耳) 638,000円(片耳)*1	1,210,000円(両耳) 605,000円(片耳)	
NX960S-DRWC	NX961-DRW	NX962-DRW
1,203,000円(両耳) 618,000円(片耳)*1	1,170,000円(両耳) 585,000円(片耳)	

*2 デスクトップ充電器17,600円(税込) 込み

強 雑音抑制	強 風切抑制	強 衝撃抑制
360 自動声センサー+	自動ボリューム	フロント 正面フォーカス
自動雑音抑制	オーラキャスト	マリー (第3のマイク)
紛失・破損保証 2年2回		故障保証 3年

*1 バッテリー付き充電器33,000円(税込) 込み。デスクトップ充電器(17,600円・税込)に変更可能



ハイグレード 軽度～重度難聴（リサウンド・ネクシア マリーは軽度～中等度難聴）

リサウンド・ネクシア™ 7

耳あな型			修理対応期間終了時まで 再作 ずっと		耳かけ型
充電式・扱いやすい	扱いやすい	目立たない			充電式・扱いやすい
オーダーメイド 充電式	PR41	PR536			リサウンドレッド
	ボリュームオプション +10,000円(片耳)				リサウンドレッド
NX7ITC-DWC/NX7ITE-DWC	NX7ITC-DW	NX7CIC			充電式
933,000円(両耳) 483,000円(片耳)*3	900,000円(両耳) 450,000円(片耳)	860,000円(両耳) 430,000円(片耳)			充電式
					NX777-DWC
					NX788-DWC
					857,600円(両耳)*2 437,600円(片耳)*2

*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込) 込み

外耳道内レシーバ耳かけ型		
充電式・小型で軽量	小型で軽量	電池長持ち
リサウンドレッド	ゴールド	ゴールド
充電式	PR41	PR48
M&RIE マリー 3+3マイク集音		
リサウンド・ネクシア マリー 7		
マリー-NX760S-DRWC	マリー-NX761-DRW	マリー-NX762-DRW
913,000円(両耳) 473,000円(片耳)*1	880,000円(両耳) 440,000円(片耳)	
NX760S-DRWC	NX761-DRW	NX762-DRW
873,000円(両耳) 453,000円(片耳)*1	840,000円(両耳) 420,000円(片耳)	

*2 デスクトップ充電器17,600円(税込) 込み

中強 雑音抑制	中 風切抑制	強 衝撃抑制
オールアクセス	自動ボリューム	ウルトラ 正面フォーカス
自動雑音抑制	オーラキャスト	マリー (第3のマイク)
紛失・破損保証 2年1回		故障保証 2年

*1 バッテリー付き充電器33,000円(税込) 込み。デスクトップ充電器(17,600円・税込)に変更可能



補聴器は非課税です。

リサウンド・ネクシア™ 5

耳あな型			再作2年	
充電式・扱いやすい	扱いやすい	目立たない	充電式・扱いやすい	充電式・パワー重視
 オーダーメイド 充電式	 PR41 ポリウムオプション+10,000円(片耳)	 PR536	 リサウンドレッド 充電式	 リサウンドレッド 充電式
NX5ITC-DWC/NX5ITE-DWC	NX5ITC-DW	NX5CIC	NX577-DWC	NX588-DWC
613,000円(両耳) 323,000円(片耳)*3	580,000円(両耳) 290,000円(片耳)	560,000円(両耳) 280,000円(片耳)	577,600円(両耳)*2 297,600円(片耳)*2	
*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込) 込み				

※3 オーダーメイド充電器33,000円(税込)込み

外耳道内レシーバ耳かけ型		
充電式・小型で軽量  リサウンドレッド  充電式	小型で軽量  ゴールド PR41	電池長持ち  ゴールド PR48
M&RIE マリー・リサウンド・3M・3Mマイクロフォン リサウンド・ネクシア マリー 5		
マリー-NX560S-DRWC	マリー-NX561-DRW	マリー-NX562-DRW
633,000円(両耳)*1 333,000円(片耳)*1	600,000円(両耳) 300,000円(片耳)	
NX560S-DRWC	NX561-DRW	NX562-DRW
593,000円(両耳)*1 313,000円(片耳)*1	560,000円(両耳) 280,000円(片耳)	

*2 デスクトップ充電器17,600円(税込) 込み



中
雑音抑制



弱
風切抑制



弱
衝撃抑制



空間認識
声センサー



自動ボリューム



正面フォーカス



自動雑音センサー+



自動雑音抑制



オーラキャスト



マリー
(第3のマイク)

紛失・破損保証 **1年1回**

故障保証 **2年**

*1 バッテリー付き充電器33,000円(税込)込み。デスクトップ充電器(17,600円・税込)に変更可能



リサウンド・ネクシア™ 4

耳あな型			再作2年	
充電式・扱いやすい  オーダーメイド 充電式	扱いやすい  PR41 ポリウムオプション+10,000円(片耳)	目立たない  PR536	充電式・扱いやすい  リサウンドレッド 充電式	充電式・パワー重視  リサウンドレッド 充電式
NX4ITC-DWC/NX4ITE-DWC 433,000円 (両耳) ^{*3} 233,000円(片耳) ^{*3}	NX4ITC-DW 400,000円 (両耳) 200,000円(片耳)	NX4CIC 380,000円 (両耳) 190,000円(片耳)	NX477-DWC NX488-DWC	
*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込) 込み				
44,000円(税込) 込み				

*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込)込み

外耳道内レシーバかけ型		
充電式・小型で軽量  リサウンドレッド  充電式	小型で軽量  ゴールド PR41	電池長持ち  ゴールド PR48
M&RIE マリー 3x3マイク電音 リサウンド・ネクシア マリー 4 マリー-NX460S-DRWC マリー-NX461-DRW マリー-NX462-DRW 453,000円(両耳)*1 243,000円(片耳)*1		
420,000円(両耳) 210,000円(片耳)		
NX460S-DRWC 413,000円(両耳)*1 223,000円(片耳)*1	NX461-DRW 380,000円(両耳) 190,000円(片耳)	NX462-DRW

*2 デスクトップ充電器17,600円(税込) 込み


弱
 雑音抑制


弱
 風切抑制


弱
 衝撃抑制


声センサー
 自動声センサー＋


 自動ボリューム


 正面フォーカス


 自動雑音抑制


 オーラキャスト


 マリー
 (第3のマイク)

紛失・破損保証 1年1回
故障保証 2年

*1 バッテリー付き充電器33,000円(税込)込み。デスクトップ充電器(17,600円・税込)に変更可能



補聴器は非課税です。

軽度・重度難聴
(リサウンド・オムニアは軽度～中等度難聴)

リサウンド・オムニア™

2022年10月発売



置くだけ
カンタン充電

心躍る毎日がやってくる



【製品情報】



雑音抑制



風切抑制



衝撃抑制



自動声センサー+ 自動ボリューム



正面フォーカス




自動雑音抑制



マリー(第3のマイク)

9	強	強	強	360	●	フロント	●	●
7	中強	中	強	オールアクセス	●	ウルトラ	—	●
5	中	弱	弱	両耳連動Ⅲ	●	—	—	●
4	弱	弱	弱	両耳連動Ⅰ	—	—	—	●

外耳道内レシーバ耳かけ型			耳かけ型		耳あな型		
充電式・小型で軽量			充電式・扱いやすい	充電式・パワー重視	充電式・扱いやすい	目立たない	
全クラス 故障保証 2年  ゴールド  充電式			 ゴールド  充電式	 ゴールド  充電式	 オーダーメイド 充電式	 PR536	
9	紛失・破損保証 2年2回 再作ずっと	M&RIE マリー-RU960-DRWC	RU960-DRWC	RU977-DWC	RU988-DWC	RU9ITC-DWC/ RU9ITE-DWC	RU9CIC
		1,133,000円(両耳)*1 583,000円(片耳)*1	1,093,000円(両耳)*1 563,000円(片耳)*1	1,077,600円(両耳)*2 547,600円(片耳)*2		1,193,000円(両耳)*3 613,000円(片耳)*3	1,120,000円(両耳) 560,000円(片耳)
7	紛失・破損保証 2年1回 再作ずっと	M&RIE マリー-RU760-DRWC	RU760-DRWC	RU777-DWC	RU788-DWC	RU7ITC-DWC/ RU7ITE-DWC	RU7CIC
		833,000円(両耳)*1 433,000円(片耳)*1	793,000円(両耳)*1 413,000円(片耳)*1	777,600円(両耳)*2 397,600円(片耳)*2		853,000円(両耳)*3 443,000円(片耳)*3	780,000円(両耳) 390,000円(片耳)
5	紛失・破損保証 1年1回 再作2年	M&RIE マリー-RU560-DRWC	RU560-DRWC	RU577-DWC	RU588-DWC	RU5ITC-DWC/ RU5ITE-DWC	RU5CIC
		573,000円(両耳)*1 303,000円(片耳)*1	533,000円(両耳)*1 283,000円(片耳)*1	517,600円(両耳)*2 267,600円(片耳)*2		553,000円(両耳)*3 293,000円(片耳)*3	500,000円(両耳) 250,000円(片耳)
4	紛失・破損保証 1年1回 再作2年	M&RIE マリー-RU460-DRWC	RU460-DRWC	RU477-DWC	RU488-DWC	RU4ITC-DWC/ RU4ITE-DWC	RU4CIC
		393,000円(両耳)*1 213,000円(片耳)*1	353,000円(両耳)*1 193,000円(片耳)*1	337,600円(両耳)*2 177,600円(片耳)*2		373,000円(両耳)*3 203,000円(片耳)*3	320,000円(両耳) 160,000円(片耳)

再作ずっと 修理対応期間終了時まで

*1 バッテリー付き充電器33,000円(税込) 込み。デスクトップ充電器(17,600円・税込)に変更可能

*2 デスクトップ充電器17,600円(税込) 込み

*3 オーダーメイド充電器33,000円(税込) 込み

好みて
選べるカラー



シャンパン (CP) スパークシルバー (SSV) ゴールド (GD) ブロンズ (BZ) リサウンドレッド (RD) セビアグレー (SPG) チャコール (CH) エスプレッソ (ESP) ディープブラック (DBK)

特別色(受注後約1~2週間)

色の
組み合わせ

(充電式/電池式共通)

[フェイスプレート(2色)]

ダークグレー ライト



ダークグレー ライト 赤 青

[シェル(4色)]

補聴器は非課税です。



新たな日常への扉を開く



【製品情報】



家族や友人とのたわいもない会話や買い物でのやりとりなど、
日常のきこえを大切にしたいあなたに。

簡単・便利なりサウンド・キーが新しい音体験をお届けします。



雑音抑制



風切抑制



衝撃抑制



ストリーミング

4	弱	弱	弱	●
3	弱	弱	—	●
2	弱	弱	—	—

紛失・破損保証
—

外耳道内レシーバ耳かけ型		耳かけ型			
充電式	電池長持ち	扱いやすい	パワー重視	スーパーパワー	
ブラック 充電式	ブラック PR48	ブラック PR48	ブラック PR48	ブラック PR44	
4	KE461-DRWC 277,600円(両耳) 147,600円(片耳)	KE462-DRW 260,000円(両耳) 130,000円(片耳)	KE477-DW 130,000円(片耳)	KE488-DWH 130,000円(片耳)	KE498-DW 130,000円(片耳)
3	KE361-DRWC 227,600円(両耳) 122,600円(片耳)	KE362-DRW 210,000円(両耳) 105,000円(片耳)	KE377-DW 105,000円(片耳)	KE388-DWH 105,000円(片耳)	KE398-DW 105,000円(片耳)
2	—	KE262-DRW 170,000円(両耳) 85,000円(片耳)	KE277-DW 85,000円(片耳)	KE288-DWH 85,000円(片耳)	KE298-DW 85,000円(片耳)

※充電式の価格は充電器込みです。デスクトップ充電器は17,600円(税込)

選べる
上品な5色



耳あな型			43故障・再作保証2年	2故障・再作保証1年
目立ちにくい	扱いやすい	こもり感を軽減	電池長持ち(選べる2形状)	
				
PR536	PR41	PR41	ハーフシェル PR41 フルシェル PR48	
4	KE4CIC-W	KE4ITC-DW	ダブルエア KE4ITC-DW	KE4ITE-DW
	290,000円(両耳) 145,000円(片耳)			
3	KE3CIC-W	KE3ITC-DW	ダブルエア KE3ITC-DW	KE3ITE-DW
	240,000円(両耳) 120,000円(片耳)			
2	—	KE2ITC-DW	ダブルエア KE2ITC-DW	KE2ITE-DW
	200,000円(両耳) 100,000円(片耳)			

※耳あな型のボリュームオプションは、+10,000円(片耳)です。カラーはライトのみです。

「ダブルエア」

快適性を重視した
大きな通気孔から
直接音が入ります。



補聴器は非課税です。

中等度～重度難聴

リサウンド・エンツォ クアトロ™



耳かけ型	
 スターグレー PR48	 スターグレー PR44
EQ988-DWHT	EQ998-DWT
1,050,000円(両耳) 525,000円(片耳)	
EQ788-DWHT	EQ798-DWT
680,000円(両耳) 340,000円(片耳)	
EQ588-DWHT	EQ598-DWT
450,000円(両耳) 225,000円(片耳)	


選べる4色
ミディアムブロード ライトブロード ダークブラウン スターグレー



CROS/BiCROS補聴システム



片方の耳に補聴器の効果がない難聴がある場合(一側性難聴)に、送信機を使って聞こえる耳の補聴器へワイヤレスで音声を届けます。
聞こえない側からの音に気付きやすくなり、特に、一側性難聴の方が苦手な騒がしい環境や、聞こえない側から話しかけられた際に有効です。
リサウンド・スマート3Dアプリを使えば、送信機と補聴器の音量バランスの調整も簡単に行えます。



紛失・破損保証 1年1回 故障保証 2年 充電時間: 3時間 使用時間: 16時間

リサウンド・ビビアCROS 新製品	リサウンド・ネクシアCROS	
 ブロンズ 充電式 ※充電器は60Sと同じものです。 VI160S-DRWC 160,000円(非課税)	 ブロンズ 充電式 ※充電器は60Sと同じものです。 CX160S-DRWC 160,000円(非課税)	 ブロンズ 充電式 ※充電器は77と同じものです。 CX177-DWC 160,000円(非課税)
CROS対応補聴器		
リサウンド・ビビア 60S/61/62	リサウンド・ネクシア 60S/61/62	リサウンド・ネクシア 77/88/充電式耳あな型

*充電器は別売

好みて
選べるカラー



リサウンド・エンツォクアトロ/CROS

きこえ広がる ワイヤレスアクセサリー

補聴器をより長く、より簡単に、性能をより引き出してお使いいただける
各種ワイヤレスアクセサリーです。



○ ワイヤレスアクセサリー ○ 補聴器

マイクロマイク
38,500円

雑音の多い場所でも聞きたい音を直接補聴器に送信。
●騒音の有無により指向性／無指向性を自動切替え

シンプルリモコン
22,000円

補聴器の音量調節、プログラム変更が可能。大きくてクリック感のあるボタン




○ ワイヤレスアクセサリー ○ 補聴器

AURACAST マルチマイク+*
66,000円

マイクロマイクの機能や拡張性を高めた上位モデル。テレコイル、FMシステム、ライン入力にも対応。
●補聴器だけでなくオーラキャスト対応イヤホンなど、複数人で音声を共有可能(マルチマイク+)
●机に置くとテーブルマイクに

マルチマイク
55,000円

*1 リサウンド・ビビア、リサウンド・サビー、リサウンド・ネクシアのみ対応



○ ワイヤレスアクセサリー ○ 補聴器

※価格は税込です。

AURACAST TVストリーマー+*
46,200円

TVユナイトII
38,500円

テレビやパソコン、オーディオシステムから音声を補聴器へ直接送信。

- 補聴器だけでなくオーラキャスト対応のイヤホンなど、複数人で音声を共有可能 (TVストリーマー+)
- テレビの音声をステレオ音声で直接補聴器へ届ける
- アナログ入力および光デジタル入力に対応

充電器	バッテリー付き充電器			デスクトップ充電器					オーダーメイド充電器
	33,000円			17,600円					33,000円
	60S	60	61	60S	60	61	77	88	ITC / ITE
充電時間	3			3					5
使用時間	24	24	30	24	24	30	24	24	24
リサウンド・ビビア	●			●					
リサウンド・サビー		●			●				
リサウンド・ネクシア	●			●			●	●	●
リサウンド・オムニア		●	●	●	●	●	●	●	●
リサウンド・キー						●			

※補聴器のシリーズ／タイプにより充電器の仕様が異なる場合があります。互換性についてはお問い合わせください。

リサウンドケア用品

①	②	③	④	⑤	⑥
① パーフェクトドライラックス	② ドライキャップUV3	③ クリーニングシート	④ クリーニングスプレー	⑤ 乾燥カップ用乾燥剤	⑥ 補聴器乾燥カップ
1個	1個	30枚	1本 (30mL)	4個	1個
9,900円	9,900円	990円*2	990円*2	1,100円*2	330円*2

*2 販売店様へ：最低発注数量3

	販売名	型 番				適応聴力範囲	最大音響利得		90dB入力最大出力音圧レベル	誘導コイル入力の最大感度レベル	使用電池	電池寿命 (時間)	指向性	両耳運動	プログラム選択	本体ボリュウム	テレコイル	ワイヤレス	アプリ	
							HFA-FOG (±5dB)	ピーク (+3dB SPL以下)	HFA-MASL (±6dB SPL)											
耳かけ型	リサウンド・ビビア マリー	耳かけ型 VI	マリー VI960S-DRWC マリー VI961-DRW マリー VI962-DRW	マリー VI760S-DRWC マリー VI761-DRW マリー VI762-DRW	マリー VI560S-DRWC マリー VI561-DRW マリー VI562-DRW	マリー VI460S-DRWC マリー VI461-DRW マリー VI462-DRW	軽度～中等度		50	115	60S:－ 61:－ 62:80	60S:充電池 61:PR41 62:PR48	60S:24 61:185 62:315	●	●	●	●	60S:－ 61:－ 62:●	●	●
	リサウンド・ビビア	耳かけ型 VI	VI960S-DRWC VI961-DRW VI962-DRW	VI760S-DRWC VI761-DRW VI762-DRW	VI560S-DRWC VI561-DRW VI562-DRW	VI460S-DRWC VI461-DRW VI462-DRW	LP 軽度～中等度 MP 軽度～中・高度 HP 中等度～高度 UP *1 中等度～重度	50 55 54 65	113 115 120 129	60S:－、61:－、62:81 60S:－、61:－、62:86 60S:－、61:－、62:86 60S:－、61:－、62:95	60S:充電池 61:PR41 62:PR48	60S:24、61:150、62:250 60S:24、61:170、62:280 60S:24、61:165、62:275 60S:24、61:180、62:300	●	●	●	●	60S:－ 61:－ 62:●	●	●	
	リサウンド・サビー	耳かけ型 SA	SA460-DRWC SA461-DRW SA462-DRW	SA360-DRWC SA361-DRW SA362-DRW	－ SA261-DRW SA262-DRW		LP 軽度～中等度 MP 軽度～中・高度 HP 中等度～高度 UP *1 中等度～重度	50 55 54 65	113 115 120 129	60:－、61:－、62:81 60:－、61:－、62:86 60:－、61:－、62:86 60:－、61:－、62:95	60:充電池 61:PR41 62:PR48	60:24、61:150、62:250 60:24、61:170、62:280 60:24、61:165、62:275 60:24、61:180、62:300	●	●	●	●	60:－ 61:－ 62:●	●	●	
	リサウンド・ネクシア マリー	耳かけ型 NX 耳かけ型補聴器 NX	マリー NX960S-DRWC マリー NX961-DRW マリー NX962-DRW	マリー NX760S-DRWC マリー NX761-DRW マリー NX762-DRW	マリー NX560S-DRWC マリー NX561-DRW マリー NX562-DRW	マリー NX460S-DRWC マリー NX461-DRW マリー NX462-DRW	軽度～中等度		47	115	60S:－ 61:－ 62:76	60S:充電池 61:PR41 62:PR48	60S:24 61:150 62:250	●	●	●	●	60S:－ 61:－ 62:●	●	●
	リサウンド・ネクシア	耳かけ型 NX 耳かけ型補聴器 NX	NX960S-DRWC NX961-DRW NX962-DRW NX977-DWC NX988-DWC	NX760S-DRWC NX761-DRW NX762-DRW NX777-DWC NX788-DWC	NX560S-DRWC NX561-DRW NX562-DRW NX577-DWC NX588-DWC	NX460S-DRWC NX461-DRW NX462-DRW NX477-DWC NX488-DWC	LP 軽度～中等度 MP 軽度～中・高度 HP 中等度～高度 UP *1 中等度～重度 軽度～中・高度 中等度～重度 *2	48 53 59 65 53 67 *2	114 116 120 130 128 133	60S:－、61:－、62:78 60S:－、61:－、62:83 60S:－、61:－、62:89 60S:－、61:－、62:94 83 97 *2	60S:充電池 61:PR41 62:PR48 充電池 充電池	60S:24 61:150 62:250 24 24	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	60S:－ 61:－ 62:● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ●		
	リサウンド・オムニア マリー	耳かけ型補聴器 RU 耳かけ型 RU	マリー RU960-DRWC マリー RU961-DRWC	マリー RU760-DRWC マリー RU761-DRWC	マリー RU560-DRWC マリー RU561-DRWC	マリー RU460-DRWC マリー RU461-DRWC	軽度～中等度		47	115	－	充電池	60:24 61:30	●	●	●	●	－	●	●
	リサウンド・オムニア	耳かけ型補聴器 RU 耳かけ型 RU 耳かけ型補聴器 RU	RU960-DRWC RU961-DRWC RU977-DWC RU988-DWC	RU760-DRWC RU761-DRWC RU777-DWC RU788-DWC	RU560-DRWC RU561-DRWC RU577-DWC RU588-DWC	RU460-DRWC RU461-DRWC RU477-DWC RU488-DWC	LP 軽度～中等度 MP 軽度～中・高度 HP 中等度～高度 UP *1 中等度～重度 軽度～中・高度 中等度～重度 *2	46 52 59 65 53 67 *2	113 116 122 130 128 133	－ － － － 83 97 *2	充電池 充電池 充電池 充電池	60:24 61:30 24 24	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	－ ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ●		
	リサウンド・キー	耳かけ型 KE	KE461-DRWC KE462-DRW	KE361-DRWC KE362-DRW	－ KE262-DRW		LP 軽度～中等度 MP 軽度～中・高度 HP 中等度～高度 UP *1 中等度～重度 軽度～中・高度 中等度～重度 高度～重度	46 50 57 65 52 67 67	113 116 120 128 126 134 141	61:－、62:76 61:－、62:81 61:－、62:89 61:－、62:96 83 98 98	61:充電池 62:PR48 PR48 PR48 PR44	61:30、62:200 61:30、62:220 61:30、62:215 200 185 195	● ● ● ● ● ● ●	61:● 62:● *4 ● *4 ● *4	● ● ● ● ● ● ●	61:● *3 62:● ● ● ● ● ●	61:－ 62:● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ●	
	リサウンド・エンゾクアトロ	耳かけ型 EQ	EQ988-DWHT EQ998-DWT	EQ788-DWHT EQ798-DWT	EQ588-DWHT EQ598-DWT	EQ588-DWHT EQ598-DWT	中等度～重度 高度～重度	67 67	134 141	98 98	PR48 PR44	200 195	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

*1 有料オプションのカスタムモールドUPレシーバ(補聴器と同時に購入時(非課税):12,000円、別途購入時(課税、税込):21,780円)が必要です。

*2 オプションのイヤフック(RT88 ハイパワー用 ¥4,620円(税込))装着時。*3 両耳の場合、設定により可 *4 4、3シリーズのみ

最大音響利得は入力音圧50dB SPL。本データはJIS C 5512:2015の2cm³カブラにより測定、表示してあります。

電池の寿命は規準の状態にて測定した値。調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

	販売名	型 番				適応聴力範囲		最大音響 利得 HFA-FOG (±5dB)	90dB入力最大 出力音圧レベル ピーク (+3dB SPL以下)	誘導コイル入力の 最大感度レベル HFA-MASL (±6dB SPL)	電池寿命(時間)			指向性	両耳 連動	プログラム 選択	本体 ボリューム	テレコイル	ワイヤレス	アプリ		
											CIC	ITC										
												ITE										
												PR536	PR41								PR48	
耳あな型	リサウンド・ ネクシア	耳あな型 NX	NX9CIC	NX7CIC	NX5CIC	NX4CIC	LP	軽度～中等度	37	114	—	125	—	—	—	—	無料OP	—	—	—	—	
							MP	軽度～中・高度	45	116		105	—	—								
							HP	中等度～高度	52	121		120	—	—								
	リサウンド・ ネクシア	耳あな型 補聴器 NX	NX9ITC-DW	NX7ITC-DW	NX5ITC-DW	NX4ITC-DW	LP	軽度～中等度	37	114	—	—	155	—	●	● プログラム、 ボリュームのみ	●	OP	—	●	●	
							MP	軽度～中・高度	45	117		—		—								
							HP	中等度～高度	54	120		—		160								—
							UP	中等度～重度	61	130		—		165								—
	リサウンド・ ネクシア	耳あな型 NX	NX9ITC-DWC NX9ITE-DWC*1	NX7ITC-DWC NX7ITE-DWC*1	NX5ITC-DWC NX5ITE-DWC*1	NX4ITC-DWC NX4ITE-DWC*1	LP	軽度～中等度	38	114	—	—	電池：充電電池 電池寿命：24時間	●	●	●	●	—	●	●		
							MP	軽度～中・高度	45	118		—										
							HP	中等度～高度	54	121		—										
							UP	中等度～重度	63	130		—										
	リサウンド・ オムニア	耳あな型 補聴器 RU	RU9CIC	RU7CIC	RU5CIC	RU4CIC	LP	軽度～中等度	37	114	—	125	—	—	—	—	無料OP	—	—	—	—	
							MP	軽度～中・高度	45	116		105	—	—								
							HP	中等度～高度	52	121		120	—	—								
		耳あな型 RU	RU9ITC-DWC RU9ITE-DWC*1	RU7ITC-DWC RU7ITE-DWC*1	RU5ITC-DWC RU5ITE-DWC*1	RU4ITC-DWC RU4ITE-DWC*1	LP	軽度～中等度	38	114	—	—	電池：充電電池 電池寿命：24時間	●	●	●	●	—	●	●		
							MP	軽度～中・高度	45	118		—										
							HP	中等度～高度	54	121		—										
							UP	中等度～重度	63	130		—										
	リサウンド・ キー	耳あな型 KE	KE4CIC-W*2 KE4ITC-DW*1 KE4ITE-DW*1 ダブルエア KE4ITC-DW*3	KE3CIC-W*2 KE3ITC-DW*1 KE3ITE-DW*1 ダブルエア KE3ITC-DW*3	KE2ITC-DW*1 KE2ITE-DW*1 ダブルエア KE2ITC-DW*3	LP	軽度～中等度	37	114	—	75	—	—	CIC：— ITC：● ITE：●	CIC：● ITC：— ITE：●*4	CIC：無料OP ITC：● ITE：●	CIC：—*6 ITC：OP ITE：OP*5	CIC：— ITC：OP ITE：OP	●	●		
						MP	軽度～中・高度	45	118	CIC：— ITC、ITE：76	70	115	200									
HP						中等度～高度	53	120	CIC：— ITC、ITE：84	70	125	205										
UP						中等度～重度	62	129	93	—	125	215										

*1 LPは非対応 *2 UPは非対応 *3 MPのみ

*4 4、3シリーズのみ *5 ボリュームコントロールボタンの追加、または両耳の場合、設定により可

*6 両耳の場合、設定により可(プログラム選択ボタン必要)

最大音響利得は入力音圧50dB SPL。本データはJIS C 5512:2015の2cm³カブラにより測定、表示してあります。

電池の寿命は規準の状態にて測定した値。調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

CROS	リサウンド・ ビビア CROS	耳かけ型 VI	VI160S-DRWC	※レシーバサイズは出力ではなく、耳への 快適なフィット感でお選びください。	LP	—	50	113	—	電池:充電電池 電池寿命:16時間
					MP	—	55	115		
					HP	—	54	120		
	リサウンド・ ネクシア CROS	耳かけ型 NX	CX160S-DRWC	※レシーバサイズは出力ではなく、耳への 快適なフィット感でお選びください。	LP	—	48	114	—	電池:充電電池 電池寿命:16時間
					MP	—	53	116		
					HP	—	59	120		
	リサウンド・ ネクシア CROS	耳かけ型 CX	CX177-DWC	—	—	—	53	128	—	電池:充電電池 電池寿命:16時間

●型番について

NX9ITC-DWC

① ② ③ ④

- ① シリーズ名
② クラス(数字が大きいほどハイクラス)
③ タイプ(耳あな型は英字。
耳かけ型は数字で、小さい程
筐体サイズは小さい)

④機能

R	RIE	D	指向性
H	ハイパワー	W	ワイヤレス
T	テレコイル*	C	充電式

*リサウンド・エンソックアトロのみ使用

性能・保証		リサウンド・ビビア				リサウンド・ネクシア				リサウンド・オムニア			
		9	7	5	4	9	7	5	4	9	7	5	4
内耳機能ワープ(バンド数)	音の帯域をバンドに区切り原音に近い音を再現。 数字が大きいほど自然なきこえ。	17	14	12	12	17	14	12	12	17	14	12	12
ハウリング抑制	ピーピー音と反対の波を当て ハウリングをカット。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント・ノイズトラッカー	AIの会話学習による雑音抑制で、 騒音下での音声フォーカスを容易に。	強*12 中強/中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雑音抑制	雑音と音声を区別して、 雑音のみを抑制。	自動/強 中強/中/弱	強/中強 中/弱	中強/中/弱	中/弱	自動/強 中強/中/弱	中強/中/弱	中/弱	弱	自動/強 中強/中/弱	中強/中/弱	中/弱	弱
指向性混合率	高音域と低音域で音声処理を変えることで、 自然な聞き取り を再現。	調整可能	調整可能	調整可能	調整可能	調整可能	●	●	●	調整可能	●	●	●
サウンドシェーパー	聞き取りにくい 高音域の聞き取りを向上。	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4
自動声センサー+*1	会話と環境音の大きさによってモードを調整、 騒音下でもさらに聞き取りやすい。	◎ 360	● オール	● オール	—	◎*7 360	●*7 オール	—	—	◎*9 360	●*9 オール	—	—
	前方の会話に集中していても周りの音を認識、 立体感のあるきこえ。	—	—	—	○ 両耳連動Ⅲ	—	—	○*7 両耳連動Ⅲ	△*7 両耳連動Ⅰ	—	—	○*9 両耳連動Ⅲ	△*9 両耳連動Ⅰ
自動雑音抑制	周囲の音環境に合わせて 自動で雑音抑制 の効き具合を調整。	両耳連動	—	—	—	両耳連動	—	—	—	両耳連動	—	—	—
自動ボリューム	周囲の音環境を自動で認識。 自動でボリュームを調整。	両耳連動	両耳連動	両耳連動	両耳連動	両耳連動	両耳連動	両耳連動	—	両耳連動	両耳連動	両耳連動	—
正面フォーカス*1	インテリジェント機能 で、静かな部屋のような聞きやすさ。	◎*12 インテリ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電車内などの騒音下で、 正面の会話にフォーカス。	●*13 クリア	○ フロント	△ ウルトラ	—	○*7 フロント	△*7 ウルトラ	—	—	○*9 フロント	△*9 ウルトラ	—	—
環境適応型指向性	音の動きに合わせて雑音を抑制 し、前方の会話に集中。狭いほど前方に集中。	自動/狭 中/広	自動/狭 中/広	自動/狭 中/広	自動/狭 中/広	自動/狭 中/広	狭/中/広	中	中	自動/狭 中/広	狭/中/広	中	中
風切抑制	風切り音を抑制 するので、屋外でも聞き取りやすい。(CIC非対応)	強/中/弱	強/中/弱	中/弱	中/弱	強/中/弱	中/弱	弱	弱	強/中/弱	中/弱	弱	弱
衝撃音抑制	衝撃音を抑制 することで聞き取りの快適性を向上。	強/中/弱	強/中/弱	中/弱	中/弱	強/中/弱	強/中/弱	弱	弱	強/中/弱	強/中/弱	弱	弱
ハンドル数	調整用/パソコンでの 音域ごとの調整の細かさ 。数字が大きいほど細かく調整可能。	17	14	12	12	17	14	12	12	17	14	12	12
スマートフォンとの連携*2	スマートフォンの音声を補聴器に ストリーミング 。 アプリ で簡単操作。	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5	◎*5 *9	◎*5 *9	◎*5 *9	◎*5 *9	●*9	●*9	●*9	●*9
オーラキャスト	オーラキャスト放送 を受信可能。(CIC非対応)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
ハンズフリー	iPhone11*3 以降をお使いの場合、 通話時に補聴器のマイクで自声を拾う。	◎*6	◎*6	◎*6	◎*6	◎*6 *7	◎*6 *7	◎*6 *7	◎*6 *7	●*9	●*9	●*9	●*9
遠隔サポート	遠方・多忙で販売店に行けない場合の、 アプリを利用した調整 。 ビデオ通話。	●	●	●	●	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9
ワイヤレスアクセサリー*2	ワイヤレスアクセサリー を利用することで、聞き取り範囲や使い勝手を向上。	●	●	●	●	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9
紛失・破損保証 年数一回数	補聴器の損傷時に、無償にて同等品の提供または修理対応 (年数一回数)。	2-2	2-1	1-1	1-1	2-2	2-1	1-1	1-1	2-2	2-1	1-1	1-1
故障保証	自然故障の際の無償修理 。耳あなの形が合わなくなった場合の再作。(年数)	3	2	2	2	3*11	2*11	2	2	2*11	2*11	2	2

*1 両耳装用時の機能 *2 左右で異なる器種をご使用の場合、シンプルリモン、スマートフォン等との連携や両耳連動機能は両耳でご使用いただけない場合があります。 *3 iOSは15.3以上 *4 マリータイプは非対応

*5 Bluetooth®LE Audio対応端末との接続が高音質 *6 Bluetooth®LE Audio対応Androidでも可能 *7 電池式耳あな型非対応

*8 両耳連動は電池式耳あな型非対応 *9 CIC非対応 *10 両耳連動はCIC非対応 *11 耳あな型の再作は修理対応期間終了時までずっと

*12 60S対応 *13 61/62対応

性能・保証		リサウンド・サビー			リサウンド・キー			リサウンド・エンツォ クアトロ		
		4	3	2	4	3	2	9	7	5
内耳機能ワープ (バンド数)	音の帯域をバンドに区切り原音に近い音を再現。 数字が大きいほど自然なきこえ。	12	12	10	12	8	6	17	14	12
ハウリング抑制	ピーピー音と反対の波を当て ハウリングをカット。	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント・ノイズトラッカー	AIの会話学習による雑音抑制で、 騒音下での音声フォーカスを容易に。	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雑音抑制	雑音と音声を区別して、 雑音のみを抑制。	中/弱	弱	弱	弱	弱	弱	自動/強 中強/中/弱	中強/中/弱	中/弱
指向性混合率	高音域と低音域で音声処理を変えることで、 自然な聞き取り を再現。	調整可能	調整可能	●	●	●	●	調整可能	●	●
サウンドシェーパー	聞き取りにくい 高音域の聞き取りを向上。	●	●	●	—	—	—	●	●	●
自動声センサー+*1	会話と環境音の大きさによってモードを調整、 騒音下でもさらに聞き取りやすい。	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前方の会話に集中していても周りの音を認識、 立体感のあるきこえ。	○ 両耳連動Ⅲ	—	—	—	—	—	○ 両耳連動Ⅲ	△ 両耳連動Ⅰ	—
自動雑音抑制	周囲の音環境に合わせて 自動で雑音抑制 の効き具合を調整。	—	—	—	—	—	—	両耳連動	—	—
自動ボリューム	周囲の音環境を自動で認識、 自動でボリュームを調整。	両耳連動	—	—	—	—	—	両耳連動	●	—
正面フォーカス*1	インテリジェント機能 で、静かな部屋のような聞きやすさ。	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電車内などの騒音下で、 正面の会話にフォーカス。	—	—	—	—	—	—	—	—	—
環境適応型指向性	音の動きに合わせて雑音を抑制 し、前方の会話に集中。狭いほど前方に集中。	自動/狭 中/広	自動/狭 中/広	中	狭/中/広	狭/中/広	中	自動/狭 中/広	狭/中/広	中
風切抑制	風切り音を抑制 するので、屋外でも聞き取りやすい。(CIC非対応)	中/弱	弱	弱	弱	弱	弱	強/中/弱	中/弱	弱
衝撃音抑制	衝撃音を抑制 することで聞き取りの快適性を向上。	中/弱	弱	—	弱	—	—	強/中/弱	強/中/弱	—
ハンドル数	調整用パソコンでの 音域ごとの調整の細かさ 。数字が大きいほど細かく調整可能。	12	12	10	12	8	6	17	14	12
スマートフォンとの連携*2	スマートフォンの音声を補聴器に ストリーミング 。 アプリ で簡単操作。	●*5	●*5	●*5	●	●	△*4	●	●	●
オーラキャスト	オーラキャスト放送 を受信可能。(CIC非対応)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
ハンズフリー	iPhone11*3 以降をお使いの場合、 通話時に補聴器のマイクで自声を拾う。	●*6	●*6	●*6	—	—	—	—	—	—
遠隔サポート	遠方・多忙で販売店に行けない場合の、 アプリを利用した調整 。 ビデオ通話。	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレスアクセサリ*2	ワイヤレスアクセサリ を利用することで、聞き取り範囲や使い勝手を向上。	●	●	●	●	●	●	●	●	●
紛失・破損保証 年数一回数	補聴器の損傷時に、無償にて同等品の提供または修理対応 (年数一回数)。	—	—	—	—	—	—	2-2	2-1	1-1
故障保証	自然故障の際の無償修理 。耳あなの形が合わなくなった場合の再作。(年数)	2	2	1	2	2	1	2	2	2

*1 両耳装着時の機能 *2 左右で異なる器種をご使用の場合、シンプルリモコン、スマートフォン等との連携や両耳連動機能は両耳でご使用いただけない場合があります。 *3 iOSは15.3以上 *4 ダイレクトストリーミング非対応
*5 Bluetooth®LE Audio対応端末との接続が高音質 *6 Bluetooth®LE Audio対応Androidでも可能

※価格は税込です。

リサウンド・ビビア(VI)／リサウンド・サビー(SA)／
リサウンド・ネクシア(NX)／リサウンド・オムニア(RU)

外耳道内レシーバ耳かけ型(マリー60S、マリー60、マリー61、マリー62用)

マイクフィルタ *1 (マリー/BTE用) 8本入 1,210円	SF3レシーバチューブ [MMマリー用] 1本 34,100円 [0、1、2、3、4(各L/R)]	SF3スポーツロック [MMマリー用] (左右共通) 10本 2,970円	GNワックスガード フィルター (旧セルストップ) ジグ付、8本入 1,210円	SF3オープンドーム [S、M、L] 5mm 7.6mm 10mm 各10個 3,850円	SF3チューリップドーム 12.5mm 各10個 3,850円
マイクフィルタ RIE用 *2 8本入 1,210円	イヤモールド (P54参照)				

外耳道内レシーバ耳かけ型(60S、60、61、62用)

SF3レシーバチューブ LP MP HP 1本 12,100円 [0、1、2、3、4(各L/R)]	SF3スポーツロック [LP、MP、HP] (左右共通) 10本 2,970円	GNワックスガード フィルター (旧セルストップ) ジグ付、8本入 1,210円	SF3オープンドーム [S、M、L] 5mm 7.6mm 10mm 各10個 3,850円	SF3チューリップドーム 12.5mm 各10個 3,850円
マイクフィルタ RIE用 *2 8本入 1,210円	SF3カスタムモールドレシーバ [LP、MP、HP、UP] 1本 21,780円 ※オーダーメイドタイプです。	GNワックスガードフィルター (旧セルストップ) ジグ付、8本入 1,210円	イヤモールド (P54参照)	

充電式

バッテリー付き充電器 (VI/NX60S用) (SA60用) (RU60用) (RU61用) 1台 33,000円	デスクトップ充電器 (VI/NX60S用) (SA60用) (RU60用) (RU61用) 1台 17,600円
---	--

※価格は税込です。

リサウンド・ネクシア(NX)／リサウンド・オムニア(RU)

耳かけ型(77用)

SF3ミニチューブ 1パック(ミニチューブ5本／クリーニングピン3本) 2,200円 [0、1、2、3、4(各L/R)]	SF3オープンドーム [S、M、L] 5mm 7.6mm 10mm 各10個 3,850円	SF3チューリップドーム 12.5mm 各10個 3,850円
SF3クローズドーム [S、M、L] 5mm 7.6mm 10mm 各10個 3,850円	SF3パワードーム [S、M、L] 7.6+5.1mm 10+7.6mm 11.5+10mm 各10個 3,850円	

耳かけ型(77、88用)

イヤフック(RT77用) ラージ ミディアム スモール 1個 1,650円	イヤフック(RT88用) ラージ ミディアム スモール 1個 1,650円	イヤフック (RT88/ハイパワー用) メタルフック 1個 4,620円	耳かけ型用 ジョイントチューブ 10本 2,310円	耳せん [SS、S、M、L] 10mm 10mm 11mm 14mm (軸6.5mm) (軸7.5mm) 各10個 3,080円 [SS、S、M、L]
イヤモールド (P54参照)				

77、88充電式

77用デスクトップ充電器(NX/RU) 88用デスクトップ充電器(NX/RU) 1台 17,600円	マイクフィルタ(マリー/BTE用) 8本入 1,210円
---	---

※挿入口の形状が各タイプ専用のため、片耳77+片耳88の組み合わせでは使用できません。

耳あな型

オーダーメイド充電器 (耳あな型NX/RU用) 1台 33,000円	フィルターリング (耳あな型用) 4個入 1,100円	GNワックスガードフィルター (旧セルストップ) ジグ付、8本入 1,210円	耳あかガードHF-4 [右用赤／左用青] 外径 2.4mm 内径 1.7mm ジグ付、16個入 2,200円 ※耳あな型のみ対応	耳あかガードHF-3 [右用赤／左用青] 外径 3.1mm 内径 2.2mm ジグ付、16個入 2,200円
--	---	---	---	--


*1 2023年6月以前の出荷分は対応が異なります。詳しくはアクセサリ&聴覚サポート関連カタログを参照ください。

*2 リサウンド・ビビア、リサウンド・サビー用


※価格は税込です。

リサウンド・キー(KE)



外耳道内レシーバ耳かけ型(61、62用)



イヤモールド (P54参照)



耳かけ型(77、88、98用)




耳あな型




販売店様用データ／適応聴力範囲の目安

耳かけ型


リサウンド・ビビア、リサウンド・ネクシア、
リサウンド・オムニア
(マリ-60S、マリ-60、マリ-61、マリ-62タイプ)




リサウンド・ネクシア、
リサウンド・オムニア
(60S、60、61、62タイプ)




リサウンド・キー (61、62タイプ)




リサウンド・ビビア、リサウンド・サビー
(60S、60、61、62タイプ)



リサウンド・ネクシア、
リサウンド・オムニア(77タイプ)




リサウンド・キー (77タイプ)




耳あな型


リサウンド・ネクシア、
リサウンド・オムニア、
リサウンド・キー (ITC、ITE)



リサウンド・ネクシア、
リサウンド・オムニア、
リサウンド・キー（CIC）



リサウンド・ネクシア、リサウンド・オムニア、
リサウンド・キー(88、98タイプ)



98

ローパワー (LP)
 ハイパワー (HP)

ミディウムパワー (MP)
 ウルトラパワー (UP)

※個人差があるために当てはまらない場合があります。

充電式

●ベント加工

スラッシュ	溝(ミソ)	ステップ	ホール
オープン推奨 音抜けがよく こもりにくい。 ベントチップ使用で 聴力変化への対応が容易。	圧迫感を軽減。 外耳道の細い方 でも対応でき、 高いベント効果を得られる。	同径の ホールベントより こもり感を軽減。	耳介の柔らかい方 でもベント効果を 保持。 ベントチップ使用で聴力変化への 対応が容易。

●耳あかガード

GNワックスガードフィルター(標準タイプ)	HF-3 / HF-4	ベル形状
耳あかが少なく 乾燥タイプの方	耳あかが多い方	外耳道が細い方

●取り出しテグス

コード(標準タイプ)	ループ	テグスなし
目立たず扱いやすい ものを望む方	細いものを つまみにくい方	目立つことを 好まない方

●その他加工

マット加工	ネーム入れ	左右識別マーク
シェルを滑りにくく する加工 手先が不便な方	お好きな文字を 刻印	シェルに 赤と青の マークを刻印

電池式

●ベント加工

スラッシュ	ダブルエア
溝	
ステップ	
ホール	

●耳あかガード

GNワックスガード	HF-3 / HF-4	ベル形状
-----------	-------------	------


●取り出しテグス

コード	ループ玉付	ノッチ加工
ループ		
テグスなし		

●その他加工

マット加工	電池ケース爪加工	CICロック	カナルロック
ネーム入れ	電池ケースを開けやすい加工 手先が不便な方、 爪の短い方	脱落防止加工 (CICタイプ専用) 装着時に 抜け落ちやすい方	脱落防止加工 (CIC、ITCタイプ用) 装着時に 抜け落ちやすい方
左右識別マーク			

※イヤモールドは非課税です。



外耳道内レシーバ耳かけ型用

	素 材	カラー	価 格	特 徴
カスタムモールド ①	ハード	ベージュ	21,780円* (税込)	レシーバ内蔵タイプ。UPレシーバの場合はこのタイプのみ。マリータイプは非対応。
薄型シェル ②	ハード ソフトシリコン	クリア 11色	10,000円	中が空洞になっており、装着感が向上。 軽度～中等度難聴向き。
ミニカナル ③	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円	最も小型で、目立ちにくい。 (旧マイクロモールド)
ミニカナルロック ④	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円	ミニカナルにストッパーを付けたタイプ。 安定性が向上。
ダブルウィング ⑤	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円 (既製8,000円)	2つのウィングでしっかりと支え、安定性が向上。 オーダーメイド・既製から選択可能。
カナル ⑥	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円	装着しやすく、軽度～中等度難聴向き。
スタンダード ⑧	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円	装着の安定感とハウリング抑制にすぐれている。 高度難聴以上向き。
スケルトン ⑨	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	10,000円	スタンダードの中心部分をくり抜いた形状。 安定性や装着感が向上。

※ハード素材の薄型シェルと、ソフトシリコン素材は脱着可能。左記以外の取り外しは有償にて承ります。

※単品購入の場合は課税対象。補聴器と同時購入の場合は12,000円(非課税)

耳かけ型用

	素 材	カラー	価 格	特 徴
ミニカナル ③	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	最も小型で、目立ちにくい。
ミニカナルロック ④	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	ミニカナルにストッパーを付けたタイプ。安定性が向上。
ダブルウィング ⑤	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	2つのウィングでしっかりと支え、安定性が向上。 オーダーメイド・既製から選択可能。
カナル ⑥	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	装着しやすく、軽～中等度難聴向き。
セミカナル ⑦	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	カナルとスタンダードの中間サイズ。 高度難聴向き。
スタンダード ⑧	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	装着の安定感とハウリング抑制にすぐれている。 高度難聴以上向き。
スケルトン ⑨	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	スタンダードの中心部分をくり抜いた形状。 安定性や装着感が向上。
オープンスケルトン ⑩	ハード ソフトシリコン	クリア 20色	オープン価格	スケルトンの外耳道部分を細くした形状。安定性を保ちつつ、 外耳道にまったく触れないため快適。軽度難聴向き。

ソフトシリコン
カラーバリエーション※薄型シェル(ソフトシリコン)に
対応する11色

クラス別 機能比較表

●年●回
紛失・破損保証

●年／●年
故障保証／
再作保証

	保証	3マイク	音質	機能	ワイヤレス	病院	屋外	家の中	街中	混雑した	買物	飲食店	サラー・サービス	旅行・ディ	特別に 騒がしい瞬間
	紛失・破損	マリータイプ	内耳機能ワイプ (バンド数)	ワイヤレス アクセサリ	スマートフォンの ワイヤレス との連携	雑音抑制	風切抑制	衝撃音抑制	自動声センサー+	自動ボリュウム	正面フォーカス*	自動雑音抑制	自動雑音抑制	インテリジェント機能	
	もしもの時の保証	自分の耳を活かした きこえ	音再現の豊かさ	直接補聴器に届く	テレビの音が ストリーミング	雑音を抑制して スマートフォンの 音声を聞き取り	風切り音を抑制	衝撃音を抑制	音の方向感や距離感	自動で音量を調整	正面の会話に フォーカス	自動で雑音抑制を調整	雑音抑制	会話学習を利用した 雑音抑制	
プレミアム 9	リサウンド・ビビア	2年2回	マリー	バンド 17	●	●	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
	リサウンド・ネクシア	3年 ずっと			●	●	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	—
ハイグレード 7	リサウンド・ビビア	2年1回	マリー	バンド 14	●	●	★★	★★	★★	★★	★★	★★	—	—	—
	リサウンド・ネクシア	2年 ずっと			●	●	★★	★★	★★	★★	★★	★★	—	—	—
スタンダード 5	リサウンド・ビビア	1年1回	マリー	バンド 12	●	●	★★	★★	★★	★★	★★	★★	—	—	—
	リサウンド・ネクシア	2年 2年			●	●	★★	★★	★★	★★	★★	—	—	—	—
ベーシック 4	リサウンド・ビビア	1年1回	マリー	バンド 12	●	●	★★	★★	★★	★★	★★	—	—	—	—
	リサウンド・ネクシア	2年 2年			●	●	★★	★★	★★	★★	—	—	—	—	—
バリュー 4	リサウンド・サビー	—	—	バンド 12	●	●	★★	★★	★★	★★	—	—	—	—	—
	リサウンド・キー	2年 2年			●	●	★★	★★	★★	—	—	—	—	—	—

*リサウンド・ネクシア電池式耳あな型は非対応

3つのあんしん保証制度

紛失
破損

紛失・破損保証(無料)

補聴器本体の紛失またはお客様の過失による損傷の場合、規定の回数に限り無償にて同等品交換、または修理対応致します。

※ただし紛失保証時には、保証書と共に遺失届が必要です。

故障

故障保証(無料)

自然故障が生じた場合は無償にて修理、および耳あな型は耳あなの形が合わなくなった場合でも無償で再作をいたします。

ずっと再作保証(無料)

耳あな型補聴器の形状が耳に合わなくなった場合は、何度でも無償にて再作を行います。

※適用期間は該当製品の修理対応期間終了時までとさせていただきます。

上限
金額

新ほっとシステム

保証期間終了後も、お買い上げ日から4年目までは1回につき40,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。

※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの金額です。

障害者総合支援法により交付を受けたものは、「新ほっとシステム」の対象外となります。

		1年目	2年目	3年目	4年目	
プレミアム 9	紛失保証	2年2回無料				
	故障保証	3年無料 (リサウンド・ビビア リサウンド・ネクシア)			新ほっとシステム	
		2年無料 (上記以外)		新ほっとシステム		
		ずっと再作 (修理対応期間終了まで無料)				
ハイグレード 7	紛失保証	2年1回無料				
	故障保証	2年無料		新ほっとシステム		
		ずっと再作 (修理対応期間終了まで無料)				
スタンダード 5 ベーシック 4	紛失保証	1年1回無料				
	故障保証	2年無料		新ほっとシステム		
バリュー*1	故障保証	2年無料		新ほっとシステム		
		1年無料*2		新ほっとシステム		

*1 リサウンド・サビー、リサウンド・キー *2 リサウンド・サビー2、リサウンド・キー2